introducience



# EMPOWERRF

deINMODE



v tone | morpheus8 v | forma v | morpheus8 | morpheus8 body | aviva | tone

Potenciando el Bienestar de las Mujeres



# EL ESTÁNDAR DE ORO DEL CUIDADO POTENCIANDO EL BIENESTAR DE LAS MUJERES



Conozca EmpowerRF, una plataforma multifuncional que ofrece terapias de bienestar femenino que cambian la vida. EmpowerRF es la solución de bienestar más avanzada que aborda un amplio rango de condiciones, incluyendo la circulación sanguínea, el alivio del dolor, la debilidad del suelo pélvico, el estrés, la urgencia y la incontinencia urinaria mixta (IUE).

Aprovecha múltiples energías complementarias:

- la estimulación muscular eléctrica intravaginal (EMS)
- coagulación fraccionada subepitelial
- radiofrecuencia bipolar (RF)

Este dispositivo inteligente programable está equipado con múltiples piezas de mano de tecnología sinérgica. A diferencia de las alternativas de energía única, la combinación de múltiples modalidades permite realizar procedimientos personalizados y por capas.

EmpowerRF es un sistema de consultorio completo y versátil diseñado para mejorar la funcionalidad y la apariencia de la delicada anatomía femenina. Con EmpowerRF, los médicos realizan rápidamente tratamientos específicos, eficaces y seguros para restaurar la confianza en sí mismos del paciente y mejorar la calidad de vida sin cirugía o tiempo de inactividad prolongado.

# **TECNOLOGÍAS**



# v tone

La anatomía femenina evoluciona con el tiempo debido a múltiples factores: embarazo, parto, transformaciones hormonales, menopausia y envejecimiento. Inevitablemente, el suelo pélvico se ve afectado negativamente, lo que provoca debilidad del suelo pélvico, incontinencia urinaria de esfuerzo y una reducción de la calidad de vida. VTone es una tecnología suave y no quirúrgica aprobada por la FDA diseñada para proporcionar estimulación muscular eléctrica intravaginal (EMS) y reeducación neuromuscular para rehabilitar los músculos débiles del piso pélvico y mejorar los síntomas de estrés, urgencia e incontinencia urinaria mixta. La punta de dos lados de VTone se inserta rápida y cómodamente en el canal vaginal y proporciona las contracciones máximas. Es un procedimiento no invasivo altamente eficaz e indoloro que los médicos administran en el consultorio.



#### Especificaciones

Aplicador:	Diseñado para tratar cómodamente la anatomía femenina	
Tecnología:	Estimulación Muscular Eléctrica (EMS)	
Parámetros de Tratamiento:	Ajustable por el operador	

# MORPHEUS8 v

Morpheus8V proporciona una remodelación subepitelial intravaginal. Esta tecnología de radiofrecuencia fraccionada, rápida y eficaz, aborda un amplio rango de problemas de bienestar internos y externos. Con una matriz de 24 agujas finas recubiertas de oro y una profundidad de tratamiento de 3 mm, Morpheus8V aprovecha la electrocoagulación clínicamente probada y el calentamiento fraccional masivo para proporcionar temperaturas que inducen la coagulación del tejido y la contracción del colágeno. En la consulta, los médicos pueden realizar procedimientos específicos y precisos, logrando tratamientos similares a los quirúrgicos sin anestesia general ni el tiempo de inactividad asociado a las intervenciones de escisión.



#### Especificaciones

Configuración:	24 micropines recubiertos de oro
Perfil de profundidad:	1mm - 3mm
Perfil de las Agujas:	Diámetro de 300um con punta conductora aislada de 0,5 mm
Profundidad de tratamiento:	Ajustable por el operador

# EN EMPOWERRF

# FORMA $\mathcal V$

FormaV es un tratamiento cómodo que proporciona un calentamiento volumétrico profundo y uniforme para la remodelación del tejido con control de la temperatura en tiempo real. La versatilidad de esta tecnología de radiofrecuencia permite al profesional ofrecer soluciones personalizadas para mejorar la salud de los tejidos. Los pacientes suelen ver los efectos del tratamiento inmediatamente, con resultados continuados durante las semanas siguientes.



#### Especificaciones

Potencia de salida de RF: Hasta 40W

Temperatura de Corte: Ajustable por el operador hasta 43°C





# MORPHEUS8

Morpheus8 es una tecnología fraccionada para su uso en procedimientos dermatológicos y quirúrgicos generales para la electrocoagulación. La energía de radiofrecuencia se suministra a través de matrices bipolares de electrodos de agujas, y da lugar a un calentamiento localizado y a la coagulación del tejido que está en contacto directo con las agujas. La coagulación fraccionada favorece la remodelación, mientras que el tejido no tratado entre las agujas promueve una curación más rápida.







Especificaciones de las Agujas: PRIME

MORPHEUS8

RESURFACING

Configuración:	12 micropines	24 micropines	24 micropines
Perfil de Profundidad:	1mm - 4mm	1mm - 4mm	0,5mm
Profundidad de Tratamiento:	ento: Ajustable por el operador Ajustable por el operador Fijo		Fijo

# TERAPIAS QUE CAMBIAN LA VIDA



### MORPHEUS8 body

Morpheus8 Cuerpo proporciona una **remodelación profunda del tejido adiposo de 8 mm**, a través de una punta de gran superficie compuesta por una matriz de 40 finas micro agujas recubiertas de oro, y un perfil térmico de 7 mm + un perfil térmico adicional de 1 mm. Equipado con la **tecnología de vulcanización RF en modo Burst**, despliega automáticamente la energía RF bipolar a profundidades de tratamiento de **varios niveles en un solo ciclo**.



#### Especificaciones de las Agujas:

Configuración:	40 Micropines
Perfil de Profundidad:	1mm - 7mm
Perfil de Calor:	1mm Adicional
Profundidad de Tratamiento:	Ajustable por el operador



#### AVIVA

Aviva es un tratamiento de última generación diseñado para la electrocoagulación y la hemostasia. Esta **tecnología mínimamente invasiva** está diseñada con amplias características de seguridad para reducir el riesgo de lesiones térmicas durante la remodelación de la matriz del tejido blando.

#### Especificaciones:

Longitud de la Cánula:	6cm
Diámetro de la Cánula:	0,9mm
Temperatura Interna:	Ajustable por el operador entre 50°C - 70°C
Temperatura Externa:	Ajustable por el operador hasta 42°C





#### TONE

Tone es una tecnología de fortalecimiento muscular no invasiva que funciona mediante la emisión de pulsos de baja frecuencia que proporcionan **estimulación eléctrica muscular (EMS)** para inducir contracciones musculares involuntarias. Los pacientes descansan cómodamente mientras Tone se dirige a grupos musculares específicos para **restaurar la fuerza abdominal** sin cirugía ni tiempo de inactividad.

#### Especificaciones:

Corte de Temperatura:	Control de la temperatura en tiempo real Seleccionable por el operador hasta 43°C
Tiempos de Tratamiento a Medida:	Los incrementos de 5 minutos permiten personalizar los procedimientos

# LA SALUD DE LA MUJER ES UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO MULTIMILLONARIO

Desde el inicio del ciclo vital reproductivo, la anatomía femenina experimenta un complejo rango de cambios y condiciones fisiológicas, que a menudo requieren intervención y tratamiento médico. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres padecerá IUE en algún momento de su vida<sup>1</sup>. La atrofia vaginal, o vaginitis atrófica, provoca una disfunción sexual que afecta aproximadamente al 50% de las mujeres posmenopáusicas<sup>2</sup>.

Se calcula que el mercado mundial de la salud femenina tendrá un valor de 32.000 millones de dólares en 2019, con una tasa de crecimiento anual del 4,9% hasta 2027<sup>3</sup>. Las ventas de dispositivos basados en la energía para la salud femenina siguen creciendo a medida que se desarrollan nuevas tecnologías para abordar los problemas de salud y bienestar femeninos.

#### IMPULSE LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES, HAGA CRECER SU NEGOCIO Y MAXIMICE LOS INGRESOS DE SU CONSULTA CON EMPOWERRF

- 1. www.urologyhealth.org
- 2. www.shwi.org 3. Grand View Research, February 2020

ESCANEE EL CÓDIGO QR DE ABAJO CON SU CÁMARA PARA SABER MÁS Y VER NUESTRA GALERÍA DE ANTES Y DESPUÉS



EmpowerRFMD.com





LLAMADA GRATUITA {855} 411 2639 | WWW.INMODEMD.COM