



BODYTITE

by INMODE







LIPÓLISIS ASISTIDA POR
RADIOFRECUENCIA (RFAL)

*Remodelación Facial y Corporal
Mínimamente Invasiva*

BODYtite + FACEtite + ACCUtite

BodyTite ofrece resultados que antes solo se lograban mediante procedimientos quirúrgicos más extensos. Desarrollado con RFAL (lipólisis asistida por radiofrecuencia), BodyTite proporciona una contracción tridimensional sin precedentes de la dermis, la matriz del tejido conectivo subdérmico y la grasa profunda. Actúa proporcionando un calentamiento rápido y uniforme de toda la matriz de tejido blando. Las protecciones integradas que incluyen mediciones en tiempo real de la temperatura de la piel, monitoreo de impedancia, corte de energía y retroalimentación en audio, ayudan a garantizar la seguridad del paciente.

	ACCUtite	FACEtite	BODYTITE
SUCCIÓN	N/A	N/A	
Largo de la cánula:	—	—	25 cm
Diametro de la cánula:	—	—	3.9 mm
Sensor Térmico:	—	—	Individual
SIN SUCCIÓN			
Largo de la cánula:	6 cm	10 cm	17 cm
Diámetro de la cánula:	0.9 mm	1.8 mm	2.2 mm
Sensor Térmico:	Dual	Dual/Individual	Dual

CANULAS RFAL



LIPÓLISIS ASISTIDA POR RADIOFRECUENCIA (RFAL)

SEGURA & DE RESULTADOS DIRIGIDOS

<i>Función</i>	<i>Beneficios</i>	
Campo térmico uniforme que proporciona una distribución uniforme del calor.	El calentamiento controlado garantiza que sea constante aún en grandes volúmenes y en los más pequeños permanezcan seguros.	
Retroalimentación audio de temperatura en tiempo real.	La retroalimentación de temperatura se mide a 1000 veces x seg. para proporcionar resultados en tiempo real, aún en áreas de grasa profunda donde los lectores de temperatura láser no pueden alcanzar.	
Concentración del 100% de la energía en la zona a tratar.	Permite un tratamiento enfocado de áreas donde los operadores quieren evitar calentar nervios o estructuras periféricas.	
Control preestablecido de los resultados del tratamiento con gradiente de calor, lo que permite obtener resultados óptimos.	Contorneado superficial de hasta 25 mm y profundidad de +50 mm.	



BENEFICIOS EN SU PRÁCTICA

» Involucre a los pacientes con un nuevo e innovador conjunto de procedimientos mínimamente invasivos que brindan resultados visibles con mínimo tiempo de inactividad.

» FaceTite ofrece una mejora dramática en la laxitud de la piel (sin las grandes cicatrices visibles), que anteriormente solo se podía lograr con procedimientos más invasivos como un estiramiento facial.

TECNOLOGÍA A.C.E.

Un campo térmico contenido garantiza un tratamiento controlado y seguro mediante la tecnología A.C.E. (Adquiere, Controla, Extiende).

ADQUIERE: temperaturas críticas de contracción térmica. Las mediciones mostradas en la pantalla de control del sistema y los indicadores de audio alertan al operador sobre cambios críticos en el perfil de temperatura e impedancia en tiempo real.

CONTROLA: la temperatura de corte con un límite interno y externo programable por el operador. Con esta innovación, también podemos maximizar la experiencia térmica de la piel de nuestros pacientes a través de una uniformidad previamente inalcanzable.

EXTIENDE: el tiempo de tratamiento de la piel inducida térmicamente para que pueda exponer la piel de sus pacientes, el tejido adiposo, períodos más largos sin sobrecalentamiento.



BODYTITE & FACETITE: LÍDERES EN EXCELENCIA CLÍNICA

LA CONTRACCIÓN LINEAL OBSERVADA A LOS 6 MESES DE SEGUIMIENTO FUE MUCHO MÁS SIGNIFICATIVA DE LO INFORMADO CON CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA: DEL 12,7% AL 47%, DEPENDIENDO DE LAS VARIABLES DEL PACIENTE Y DEL TRATAMIENTO.

Christopher T. Chia, M.D., Ryan M. Neinstein, M.D. and Spero J. Theodorou, M.D.
Plastic and Reconstructive Surgery, Evidence-Based Medicine: Liposuction

LA REDUCCIÓN DEL ÁREA DE SUPERFICIE CUTÁNEA MEDIA FUE DE 25,8% EN LAS REGIONES TRATADAS CON RADIOFRECUENCIA, Y DE 36,4% AL AÑO

D. Duncan, M.D., Aesthetic Surgery Journal, Nonexcisional Tissue Tightening: Creating Skin Surface Area Reduction During Abdominal Liposuction by Adding Radio-frequency Heating

Para obtener todos los datos clínicos, visite la sección de artículos clínicos en nuestro sitio web.



@fzaneocolombia | www.zaneolatam.com
Calle 93 No 14-71 oficina 301, Barrio Chico, Bogotá, Colombia
Atención a Clientes: +57 310 336 4982



@finmodecolombia | www.inmodemd.com

ROSTRO & CUELLO



DR. D. RAPAPORT



DR. C. MIZGALA

ABDOMEN, BRAZOS, ESPALDA, RODILLAS, MUSLOS & MÁS,



DR. S. THEODOROU & DR. C. CHIA



DR. H. RAMIREZ



CONOZCA BODYTITE

Si tiene pacientes que desean resultados excepcionales de contorneado y lipólisis sin las grandes cicatrices visibles o el tiempo de inactividad prolongado, entonces el sistema BodyTite es una gran inversión para su práctica.

Una preocupación clave con el uso de la tecnología de extracción de grasa actual es la piel comprometida que queda en el área de tratamiento. La contracción tridimensional sin precedentes de BodyTite de la dermis, la matriz del tejido conectivo subdérmico y la grasa profunda resuelve esas preocupaciones.

Anteriormente, los pacientes sólo tenían las siguientes opciones: tratamientos no invasivos con resultados limitados de contracción de la piel, una abdominoplastia quirúrgica con tiempo de inactividad o una braquioplastia con grandes cicatrices de escisión. Los pacientes que querían procedimientos menos invasivos se quedaron sin una solución.

Con el sistema BodyTite, puede proporcionar soluciones de tratamiento mínimamente invasivas y ofrecer a sus pacientes resultados estéticos potentes que antes solo se podían lograr con más medios quirúrgicos.