



OPTIMAS

by INMODE



MORPHEUS8 | LUMECCA | FORMA
PLUS | DIOLAZEX^l | VASCULAZE

*Tecnología 3 en 1
Radiofrecuencia, Láser e IPL*



OPTIMAS ES LA PRIMERA Y ÚNICA PLATAFORMA MÉDICA INTEGRAL CON TECNOLOGÍA DE RF, IPL Y LÁSER

Optimas le ayudará a optimizar los resultados para sus pacientes y su negocio. Si está pensando en ofrecer nuevos tratamientos estéticos en su consulta, Optimas es la solución perfecta. Optimas es la plataforma médica integral con tecnología de IPL, láser y radiofrecuencia de última generación para cubrir todas las necesidades de sus pacientes.

DIVERSOS TRATAMIENTOS | 3en1:

- ☞ Lesiones pigmentadas y vascular
- ☞ Rejuvenecimiento facial
- ☞ Estrías blancas
- ☞ Acné quístico activo, y cicatrices
- ☞ Cicatrices quirúrgicas
- ☞ Hiperhidrosis
- ☞ Depilación láser



Ofrezca a sus pacientes resultados claros y seguros con una tecnología innovadora y no invasiva, en menor número de sesiones y sin tiempo de recuperación.

Optimas le ayudará a mejorar la productividad y a aumentar los ingresos de su consulta y el grado de satisfacción de sus pacientes. Optimas le permite ofrecer una amplia gama de tratamientos y con una única plataforma.



MORPHEUS8

TRATAMIENTO FRACCIONADO

ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO DE LAS CAPAS SUBYACENTES DE LA DERMIS.

Morpheus8 es un nuevo y revolucionario Dispositivo de Remodelado Adiposo Subdérmico y de Rejuvenecimiento epidérmico (SARD). Es la primera y única tecnología fraccionada de cuerpo completo que transforma el rostro envejecido y remodela el cuerpo. La triple acción de la coagulación de la grasa, la contracción del tejido conectivo y el calentamiento proporciona a las prácticas un procedimiento orientado a: "tiempo de inactividad mínimo y resultados máximos".





ÁREA PERIORBITAL



SURCO NASOLABIAL
MEJILLAS/MENTÓN



BRAZOS/ABDOMEN
MUSLOS/GLÚTEOS
ÁREA VULVOVAGINAL



Antes

Dr. F. Roth



Después



Antes

Dr. J. Laningham



Después

BENEFICIOS

- Tratamiento fraccionado profundo y seguro que penetra hasta 4 mm con un perfil térmico adicional.
- Mínimamente invasivo con una matriz de microagujas recubiertas de oro con poco o ningún daño térmico a la dermis.
- El diseño de celosía avanzado crea un efecto extremadamente uniforme.
- Tecnología para daltónicos: segura para pieles de tipo VI con poco riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria (PH).



Antes

Dr. F. Roth



Después

MORPHEUS8

PORTAFOLIO DE PUNTAS MODULARES FRACCIONADAS


El diseño patentado único permite la distribución uniforme de la energía de RF a través de matrices bipolares de electrodos de clavija y da como resultado un calentamiento y coagulación localizados del tejido que está en contacto directo.



DR. E. DAYAN & DR. R. ROHRICH



PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN



PRIME

*12 microagujas
bañados en oro*

MORPHEUS8




*24 microagujas
bañados en oro*

RESURFACING

*24 microagujas
bañados en oro*

BODY

*40 microagujas
bañados en oro*



Perfil de profundidad: 1mm - 4mm

Perfil de profundidad adicional de 1mm

12 microagujas

Profundidad de tratamiento computarizada

Aislado con punta conductora de 0.5mm

Remodelación subdérmica y dérmica de áreas pequeñas de difícil acceso como el área periorbital, la frente, la parte interna de los brazos y la delicada región femenina mediante coagulación fraccionada y calentamiento global subnecrótico.

Perfil de profundidad: 1mm - 4mm

Perfil de profundidad adicional de 1mm

24 microagujas

Profundidad de tratamiento computarizada

Aislado con punta conductora de 0.5mm

Remodelación subdérmica y dérmica facial mediante coagulación fraccionada y calentamiento global subnecrótico.

Perfil de profundidad: 0.5mm

Perfil de profundidad adicional de .25mm

24 microagujas

Longitud fija

Aislado con punta conductora de 0.5mm

Remodelación epidérmica de la capa superficial de la piel.

Perfil de profundidad: 2mm - 7mm

Perfil de profundidad adicional de 1mm

40 microagujas

Profundidad de tratamiento computarizada

Aislado con punta conductora de 0.5mm

Remodelación subdérmica y dérmica corporal mediante coagulación fraccionada y calentamiento global subnecrótico.



LUMECCA

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL IPL


INNOVADOR IPL QUE OFRECE 3X MÁS ENERGÍA EN EL RANGO 500-600NM PARA MEJORAR LA EFICACIA DE TRATAMIENTOS PARA LAS MANCHAS ROJAS Y CAFÉS.

Optimizado para pieles claras y oscuras, Lumecca aumenta el potencial de los médicos para tratar una variedad de tipos de piel y afecciones que van desde la pigmentación facial, los vasos superficiales, la textura de la piel y / o el fotodaño.

BENEFICIOS

- Alta eficacia en el tratamiento de lesiones vasculares y pigmentadas debido a su alto pico de potencia.
- Reducción del tiempo de tratamiento del médico gracias al gran tamaño del spot de tratamiento y la alta frecuencia de repetición del pulso
- Mayor comodidad para el paciente (sin dolor) y seguridad gracias a la fuerte punta de enfriamiento de zafiro.
- Tasa de repetición de pulso rápida en todos los ajustes.

GRÁFICA DE COEFICIENTE DE ABSORCIÓN



Lumecca trata una amplia gama de problemas de rejuvenecimiento de la piel con una novedosa lámpara de flash de xenón de baja presión con el pico de potencia más alto que produce energía eficiente al 40% de energía en el rango de 500-600 nm (mientras que las IPL estándar solo brindan un 10-15%)

Especificaciones

Longitud de onda: SR 515	515-1200 nm
SR 580	580-1200 nm
Tamaño del spot	30 mm x 10 mm
Fluencia	10-30 J/cm ²
Duración del pulso	1.5-15 msec
Guía de enfriamiento ligero	10-25 °C
Tasa de repetición	1 pps



Dr. R. Shukla - Reducción de rosacea



Dr. M. Taylor - Reducción de pecas en 1 tratamiento



Dr. V. Ross - Reducción de lesiones vasculares



Dr. T. Burke - Reducción de manchas de la edad




FORMA & FORMA PLUS

REMODELACIÓN FACIAL Y CORPORAL

EL ÚNICO TRATAMIENTO TÉRMICO DE AJUSTE AUTOMÁTICO PARA LA REMODELACIÓN DE COLÁGENO Y LA CONTRACCIÓN DE LA PIEL

Forma y Forma Plus son aplicadores de calentamiento subcutáneo no invasivos para la remodelación del colágeno. La corriente de RF fluye uniformemente entre los electrodos para proporcionar una experiencia térmica confortable. Los controles de temperatura incorporados permiten alcanzar temperaturas óptimas clínicamente probadas y la capacidad exclusiva de exposición prolongada a temperaturas terapéuticas.



● Calor
● Energía RF

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA A.C.E.

- **Adquiera:** Los termistores de RF inteligentes integrados en la pieza de mano leen la temperatura de la piel 1000 veces x segundo, adquiriendo información crítica.
- **Controle:** Seguridad y uniformidad sin precedentes con temperatura de corte programable, que enciende y apaga automáticamente.
- **Extienda:** La evidencia clínica indica que la exposición prolongada a (41° C-43° C) es ventajosa para el estiramiento de la piel.

ROI


Sin contador de pulsos ni consumibles, los aplicadores Forma y Forma Plus permiten a los médicos concentrarse en perfeccionar los resultados del tratamiento, en lugar de controlar su productividad.

Especificaciones

Frecuencia de salida RF	Hasta 65 W
Frecuencia de salida	1 MHz
Corte de temperatura	Mediciones de temperatura en tiempo real establecidas por el operador hasta 43 ° C




Antes



Después

Dr. H. Ohanian



Antes



Después

Dr. A. Nelson



Antes




Después

Dr. M. Bayerl




Antes



Después

F. Ormonde, ME



DIOLAZE *xl*

DEPILACIÓN LÁSER

ELIMINACIÓN DE DEFINITIVA DE VELLO ULTRA RÁPIDA CON DIODO

DiolazeXL es el campeón de la velocidad en el campo de la depilación láser. DiolazeXL es el más eficaz para combinar una alta potencia máxima y un gran tamaño de punto de forma simultánea en la misma sesión.

La tecnología de diodos y las protecciones integradas proporcionan una combinación única de sofisticación de alta tecnología con eficacia y seguridad.

ESPECIFICACIONES

Longitud de onda	810 nm
Fluencia	10-60 J/cm ²
Duración del pulso	Corto/Largo, 30ms/80ms
Guía de enfriamiento	5-15 °C
Tasa de repetición	Repetición automática simple y 1 pps
Escáner	Escáner de guía de pulso de diodo

BENEFICIOS

- Longitud de onda, pulsaciones y potencia estándar para una seguridad máxima.
- Reducción del tiempo de tratamiento debido al gran tamaño del spot y la alta frecuencia de repetición del pulso en todos los niveles de energía.
- Máxima pulsación y potencia para el tratamiento incluso del vello más rebelde.
- Prácticamente indoloro debido al fuerte enfriamiento incorporado.

ROI

Gane \$ 300 por 15 minutos de depilación láser de alta velocidad en comparación a 60 minutos con tecnología obsoleta.

CAMBIAN LAS REGLAS DEL JUEGO SPOT DE TRATAMIENTO MÁS GRANDE



Láser de Diodo con Zafiro

- Máxima comodidad para el paciente
- Post Enfriamiento
- Refrigeración Paralela
- Pre Enfriamiento



ANTES

DESPUÉS



Dr. J. Diamond



VASCULAZE

LA SOLUCIÓN VASCULAR PARA ROSTRO Y CUERPO

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE PROCEDIMIENTO VASCULAR PARA TRATAR UNA VARIEDAD DE LESIONES VASCULARES DE MANERA RÁPIDA Y CÓMODA

Vasculaze es una tecnología láser diseñada para tratar telangectasias, marcas de nacimiento y otras lesiones vasculares benignas en pacientes con piel de tipo I a V. Está optimizada con un alto pico de potencia que apunta a la hemoglobina adecuada para garantizar la máxima eficacia del tratamiento con un seguridad.

BENEFICIOS

- El cabezal ergonómico funciona con precisión milimétrica, lo que hace que los tratamientos sean cómodos y seguros.
- La potencia de pico alta se dirige a la hemoglobina adecuada.
- Fuerte enfriamiento por contacto.
- No desechables ni consumibles.

ESPECIFICACIONES

Longitud de onda	1064 nm (diodo)
Tamaño del spot	3mm x 4mm
Fluencia	40 - 300 J/cm ²
Duración del pulso	5-100 msec
Guía de enfriamiento	7-12°C



Antes
Dr. H. Goren



Después



Antes
Dr. M. Gold



Después



@zaneocolombia | www.zaneolatam.com

Calle 93 No 14-71 oficina 301, Barrio Chico, Bogotá, Colombia

Atención a Clientes: +57 310 336 4982



@inmodecolombia | www.inmodemd.com