



AMPOLLETAS DE DISEÑO EXCLUSIVO



AMPOLLETA VC (ÁCIDO ASCÓRBICO)

La Vitamina C es uno de los antioxidantes naturales más fuertes que fomentan una piel más joven y saludable al promover estructuras de colágeno saludables. También ayuda a rejuvenecer la piel fotoenvejecida y fotodañada.

AMPOLLETA VA (RETINOL)

La Vitamina A, y más específicamente el Ácido Retinoico, mejoran la piel envejecida activando y regulando positivamente los genes para ayudar a los caratinocitos de la capa basal epidérmica a diferenciarse en células epidérmicas maduras y sanas.

AMPOLLETA TA (ÁCIDO TRANEXÁMICO)

El Ácido Tranexámico se ha utilizado durante décadas para la recuperación de heridas después de la cirugía plástica. Un efecto secundario que descubrieron científicos fue que iluminaba la piel, lo que ha resultado en el tratamiento del melasma.

AMPOLLETA SC (CÉLULAS MADRE)

La ampolleta SC, que contiene péptidos derivados de Células Madre, ayuda a promover el rejuvenecimiento de la piel al favorecer la formación de fibras de colágeno y elastina.

AMPOLLETA RS (RESVERATROL)

La ampolleta RS contiene Resveratrol de primera calidad (95% de pureza), un polifenol natural, en nanopartículas combinado con ácido hialurónico de bajo peso molecular; y ayuda a prevenir la carcinogénesis y el fotoenvejecimiento cutáneo relacionados con los rayos ultravioleta.

AMPOLLETA CK (CÉLULAS MADRE +KGF)

La ampolleta CK contiene Factor de Crecimiento de Queratinocitos y Genisteína más intensificados, que están diseñados para el recrecimiento del cabello y el rejuvenecimiento de la piel.

LUTRONIC
Intelligent Care

laseMD

Láser Tulio con Sistema de Administración de Cosmecéuticos



UN DISEÑO INTELIGENTE PARA UN CUIDADO INTELIGENTE



ZANEO COLOMBIA

Atención a Clientes: +57 310 3364982
www.zaneolatam.com / us.aesthetic.lutronic.com
@zaneocolombia / @lutronic_col

LUTRONIC
Intelligent Care™

laseMD

LÁSER TULIO PARA EL REJUVENECIMIENTO

Sistema de Administración de Cosmecéuticos



JUVENTUD SIN ESFUERZO

laseMD®

LUTRONIC
Intelligent Care™

Láser Tulio con Sistema de Administración de Cosmecéuticos



Roller Tip



Square Tip



Comb Tip

NEW



INTUITIVO

» LaseMD® suministra energía automáticamente en un patrón de escaneo aleatorio generado por computadora, que optimiza la cobertura y la seguridad del paciente al tiempo que minimiza el dolor.

EFFECTIVO


» Reconstruye la piel brillante y saludable a través de tratamientos fraccionados no ablativos suaves pero efectivos. Ofrece resultados personalizados sin tiempo de inactividad para todos los pacientes.

INNOVADOR

» Con un historial alto de fiabilidad, es el dispositivo de rejuvenecimiento al que recurren profesionales de todo el mundo.

CONFIABLE

» Su sistema de seguimiento magnético permite tratamientos rápidos y consistentes al medir la velocidad y entregar energía láser de manera segura.




Biopsia de piel después de LASEMD - Creación de microcanales

Microcanales creados por un haz de LASEMD

Cortesía de BL Goo, MD

Sistema de Administración «de Cosmecéuticos»

PIGMENTACIÓN



Antes Después
Steven Swengel, MD, California, USA

ACNÉ




Antes Después
Cortesía de Lutronic®

Láser Tulio
1927NM



MANCHAS



Antes Después
Gilly Munavalli, MD, Charlotte, USA

MELASMA



Antes Después
Steven Swengel, MD, California, USA

Resultados reales.

Sin tiempo de inactividad. Trata todo tipo de pieles.

Rango de tratamientos

- » Prevención de arrugas
- » Antiedad
- » Iluminación
- » Melasma epidérmico
- » Pigmentación de unión DE
- » Laxitud de la piel
- » Reducción de cicatrices
- » Técnica Feathering
- » Crecimiento del cabello
- » Técnica Décolleté Care
- » Queratosis actínica

y más...



INTUITIVO



EFFECTIVO



INNOVADOR



CONFIABLE